


Wb، If/Icc، Elisa - جليسننل ددعت م برأ Camk1D داضم Q8lu85

مصنوع ال مقرر: CM0030608



مقدم

يلاع جليسننل ددعت م برأ CAMK1D داضم WB، IF/ICC، ELISA. نزلو، ذجل، رأف، ناسنإل عم لعافت يلاثم. نوتلاد وليك 43 عقوتمل يئيزجل، زانيك ةفيظوو، مويسلالك تاراشإ ثابأل، باهتلالو.

ديزمل فرعا

لماعل	همل
جتم الم مسا	CAMK1D Rabbit pAb
راعتم م س/اتاطحال م	CKLIK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
عاوأل	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	57118
GeneID	57118
دضتم الم	NP_705718.1 يرشب ال CAMK1D م 1-180 ةنيملأ صامحال عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتال داغم يجامدن نيوتوب
ردص الم	برأ
ةفلا	ةليسننل ددعت م داضم ماسجا
قبطتال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتم لعافتال	ذجل، رأف، ناسنإ
SWISS	Q8IU85
نيوتوبال نزو	43kDa
نحشال	جلت سيك