


ج ن ب ن ر أ ل ن م ت ا د ض ت س م ل ا د د ع ت م Camk1D د ا ض م Elisa - Q8lu85

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0013977



ة م د ق م

د ض ب ن ر أ ل ن م ت ا د ض ت س م ل ا د د ع ت م د ا ض م
WB، IF/ICC، ELISA عم ب ل ا ص ت م ل ع ا ف ت عم
Ca²⁺/CaM ز ا ن ي ك ة ر ا ش إ ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و
ة ب ب ح م ل ا ي ا ل خ ل ا ة ف ي ط و و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	CAMK1D Rabbit pAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CKLIK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	57118
د ص ت س م ل ا	(NP_705718.1) ي ر ش ب ل ا CAMK1D م 1-180 ة ي ن م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ا	ت ا د ض ت س م ل ا د د ع ت م د ا د ص ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q8IU85
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	43kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك