

Camki J- Wb, If/Icc, Elisa - Q14012 لئاسنل ددعت ماضم

مصنوع ال مقمر: CM0026803



مقدم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعت ماضم CaMKI و ELISA، WB، IF/ICC، ل بسانم، يرش ب ال CaMKI. لعل فرعتي. رأل عم لدابت م لكش ب لعا فت ي ةساردل يل اثم. نوتلاد ولېك 41 م ح ب ني تور ب، بي صعل زيامتلاو، موي سلالا تاراشإ، ةي لخل ةرود مي طن تو.

[ديزم ل فرعا](#)

لماعم ل	ه ي ق ل
ج تنم ل م سا	CaMKI Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	CAMKI; CaMKI
عون ل	ناسن
ناسن (ناسن) ج ل فرعم	8536
ني ج ل فرعم	8536
دصتسم ل	CaMKI (NP_003647.1) يرش ب ال 271-370 نم ةي نم ألال صام ألال عم قفاوتي لس لس ت لعل يوتحي بيكرتلا داعم يجامدنا ني تور ب
ردصم ل	ب نرأ
ة ف ل	لئاسنل ددعت ماضم
قي بطت ل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقم ل لعا فت ل	رأف، ناسن
SWISS	Q14012
ني تور ب ل نزو	41kDa
نحش ل	جلت سيك