


ض ةليسننل ددعت ماض م سح - Camsap1 ج- Wb، If/Icc، Elisa - Q5T5Y3

مصنوع ال مقرر: CM0019374



مقدم

ض ةليسننل ددعت ماض م سح
WB، IF/ICC، و ج- ه م ققح ت م، يرش ب ال Camsap1
ب سان م. رأف ال عم آي لدابت لعافت ي. ELISA.
تابي بي نأل ل بل اسل فرط ال مي طنن ة ساردل
ة بصع ال تاءوتنل وم نو ة قي قدل

ديزل الفرع

راي عمل	همي قل
جتنم ال م سا	CAMSAP1 ض ةليسننل ددعت ماض م سح
رخاء اسماء/اتطاح ال م	CDCBM12; CAMSAP1
ي ج ا ن ا ك ال	ناسن ال
ناسن ال (ناسن ال) فرع م	157922
ني ج ال فرع م	157922
يعانم ال دضتسم ال	CAMSAP1 ني تورب نم 350-650 ة ني م ال ا ض ا ح ال ق با ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ه ب ك ر ت دا غ م ي ج ا م د ن ا ني تورب (NP_056262.3).
ردصم ال	ب ن ر ا
ة ف ا	ةليسننل ددعت ماض م سح
قي بطت ال	WB، IF/ICC، ELISA
ي لدابت لعافت ال	رأف ال، ناسن ال
SWISS	Q5T5Y3
ني تورب ل ل ي ئي ز ج ال نزول	نوتلاد وليك 178
حش ال	ج ل ت س ي ك