


Caprin1 ج- Wb، If/Icc، Elisa - Q14444

رقم المنتج: CM0025549



مقدم

هذا المنتج هو من أجسام مضادة ضد بروتين CAPRIN1، يتم إنتاجه باستخدام تقنية Western blot، ELISA، و ICC/IF. يمكن استخدامه في اختبار الأجسام المضادة في عينات الدم، البول، والسوائل الخلوية. يمكن استخدامه في اختبار الأجسام المضادة في عينات الدم، البول، والسوائل الخلوية. يمكن استخدامه في اختبار الأجسام المضادة في عينات الدم، البول، والسوائل الخلوية.

معلومات إضافية

معلومات إضافية	معلومات إضافية
نوع المنتج	أجسام مضادة (pAb) ضد بروتين CAPRIN1
سلسلة الأحماض الأمينية	M1151; GPIAP1; RNG105; GPIP137; GRIP137; p137GPI; CAPRIN1
نوع الخلايا	إنسان
عدد الأحماض الأمينية	4076
نوع المنتج	أجسام مضادة ضد بروتين CAPRIN1 (NP_005889.3) بروتين توربو من 1-300
نوع المنتج	إنسان
نوع المنتج	أجسام مضادة ضد بروتين CAPRIN1
نوع المنتج	WB، IF/ICC، ELISA
نوع المنتج	إنسان، فأر، دجاجة
SWISS	Q14444
نوع المنتج	78 كيلو دالتون
نوع المنتج	جلت سيك