


يآ ببلقل نينوبورتال دض لئاسنل ددعت م داضم الم سجال يعانم الم بيسرتل، بيرغال يعانم الم ميقلتل (Tnni3) ن، فارابلاب Embedded م الم اسقأال عل يعانم الم قلأال P19429 - يعانم الم عيميزنإال عسي اقملاو

رصنع الم مقرر: CM0013916



مقدم

دوجل اليلاع بنرأ لئاسنل ددعت م داضم م سجال
يرشب ال يآ ببلقل نينوبورتال فدهتسي
بيرغال يعانم الم ميقلتل بسانم (TNNI3).
يعانم الم قلأال (IP)، يعانم الم بيسرتل (WB)،
ن، فارابلاب embedded م الم اسقأال عل
م (ELISA)، يعانم الم عيميزنإال عسي اقملاو
ثا بأل يلاثم. ذرغالو رأفل عم عطاقت لعافت
تاصو ف ريوطتو يبلقلال تالضعال
ة صيخش.

ديزملا فرع

هم للم	هم يقل
جت الم مسا	(TNNI3) يآ ببلقل نينوبورتال لئاسنل ددعت م داضم الم سجال
هليدب ءامس / تاطحال م	(TNNI3) يآ ببلقل نينوبورتال؛ CMD1FF؛ TNNC1؛ CMD2A؛ cTnni؛ RCM1؛ CMH7
عونل	يرشب
م (رشب ل) نجلال فرع م	7137
نجلال فرع م	7137
يعانم الم دصتسم الم	(NP_000354.4) (TNNI3) يرشب ال يآ ببلقل نينوبورتال م 210 إلى 1 مة ني مأل ضامأل م لسلسل عل يوتحي فلتؤم ج امدن نينوبورتال
ردص الم	بنرأ
فينصتال	لئاسنل ددعت م داضم الم اسقأال
قبطتال	WB, IP, IF-P, ELISA
يعطاقت لعافتال	ذرغالو، رأفل
زمر SWISS	P19429
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 24
نحشال	جلت سيك