

و Wb ل- Ccdc137 ل- داضم ل لئاسن ل ددعت م داضم ل م س ج ل Elisa - Q6Pk04

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0023106

ة م د ق م

داضم م س ج و داضم ل CCDC137 Rabbit pAb م س ج
يرش ب ل ن ي ت و ر ب ل ف د ه ت س ي لئاسن ل ددعت م
م 137، د ع ج م ف و ف ل م ل ا ج م ي ل ع ي و ت ح ي ي ذ ل
تال ع ا ف ت ة س ا ر د ل ب س ا ن م . ELISA و (Western
blot) ي ب ر غ ل خ ط ل ت ل ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل
ت ا م و س و م و ر ك ل ا ب ة ط ب ت ر م ل ت ا ن ي ت و ر ب ل .

دي ز م ل ف ر ع ا

ة م ل ع م ل	ة م ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	CCDC137 Rabbit pAb
ة ر ا ع ت س م ل ا ء ا م س ا ل / ت ا ط ح ا ل م ل	RaRF, CCDC137
ع و ن ل	يرش ب
م ن ج ل ف ر ع م (يرش ب ل)	339230
م ن ج ل ف ر ع م	339230
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل	CCDC137 (NP_954981.1) يرش ب ل ن ي ت و ر ب ل 288 ي ل 213 ن م ة ن ي م ا ل ا ص ا م ج ا ل ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر ا
ل ف ا	لئاسن ل ددعت م داضم ل م ا س ج ا ل
ق ي ب ط ت ل	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ع ا ف ت ل	يرش ب
SWISS	Q6PK04
ن و ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 33
ن ح ش ل	ج ل ث س ي ك