

Elisa و J- Wb Ccl3 دص بنرأ تاليسننلا ددعت م داض م سرج P10147

CM0029283: رصنعلا مقر



مقدم

تدوَجَّل إلى اع تاليسي سن ال ددعت م بن را داض م س ج
(MIP-1-
alpha) يرش ب ال CCL3 ني ت و رب فدهت سي
تا ق ي ب ط ت ي ف م اد خ ت س ال ل دم ت عم ،
(Western blotting) و ب ير غ ل ي ف ط ل ل ل ق ن ل
و ن ا ر ئ ف ل ا ع م ا ع ط ا ق ت م ا ل ع ا ف ت ك ل ت م ي و ،
ELISA
س و ر ي ف و ت ا ب ا ه ت ل ا ل ا ث ا ح ا ل ي ل ا ث م . ن ا ذ ر ج ل ا و
ة يرش ب ال ا ع ا ن م ل ا ص ق ن .

دي زملا فرعا

معلومات	معلومات
مستخلص	CCL3 Rabbit pAb
التي تستهدف / نطاق العمل	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alpha; CCL3
الوزن	يرش
م (يرش) ن ج ل فرغ	6348
ن ج ل فرغ	6348
يعان من دصت	(NP_002974.1) يرش ال CCL3 يت و ر ب ل 92 ل 24 م ن ي ن م أ ل ص ا م أ ل م ض ل ل س ل س ت م ع م ق ف ا و ت ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب
ردص	ب ن ر
الف	ت ا ل ي س ن ن ل د د ع ت م ا د ا ص م ا م ا س ا ل
التي ب ط ت	WB, ELISA
التي ب ط ت ل ع ا ف ت	ذ ر ، ر أ ف ، ن ا س ن
SWISS	P10147
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ا د و ل ي ك 10
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك