

ج Ccl8/Mcp-2 ل داضم ل ج رأل ن م خاسن تسال ددعت م داض م س ج P80075 - ي برغل فاشن لل

رصن عل م قر: CM0021107



ة مدقم

ل ج رأل ن م خاسن تسال ددعت م داض م س ج
CCL8/MCP-2 ي رش بل ن يتور بل فدهت سي
فش كي. ي برغل فاشن لل ب سان م
11 ي ئي زجل ه ن زو ا ل ل ب ذجل ن ي ك و ت ي س ل
ا ل ل ، ت ا د ي ح و ل ب ذ ج ي ذ ل ن و ت ل ا د و ل ي ك
ث ا ب أ ل ي ف م ا د خ ت س ا ل ل ، ت ا ض م ح ل و ة ي و ا ف م ل ل
ط ق ف .

دي زمل ا فرعا

ة مدقم	ة ي ق ل
ج ن م ل م س ا	CCL8/MCP-2 Rabbit pAb
ة راع ت س م ل ء ا م س أ ل / ت ا ط ح ا ل م ل	CCL8; HC14; MCP-2; MCP2; SCYA10; SCYA8; 8 ن ي ك و م ي ك ل ل C-C; CCL8/MCP-2 ج ي س ن و ذ
ع و ن ل	ر ش ب ل
م ر ج ل ل فر ع م	6355
ن ي ج ل ل فر ع م	6355
ي ع ا ن م ل د ص ت س م ل	CCL8/MCP-2 (NP_005614.2) ي رش بل ن يتور بل ن م 99 ل ل 24 ن م ة ي ن ي م ا ض ا ح ا ل ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ج ي ف ش ت ؤ م ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل	ب ن ر ا
ة ف ل	خ ا س ن ت س ا ل ا د د ع ت م ة د ا ض م ل م ا س ج ا ل
ق ي ب ط ت ل	WB (ي برغل فاشن لل)
ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل	ر ش ب ل
SWISS	P80075
ن ي ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 11
ن ح ش ل	ج ل ت س ي ك