

ج- Ccr3 (Ckr3/Cd193) ج- داضم يبناراً ةليسننلا يداحاً داضم Wb, Ihc-P, Elisa - P51677

مصنوع الجمر: CM0020237



ةمدقم

داضم ةدوجللا يلاع يبناراً لئاسننلا ددعتم داضم WB, IHC-P, ELISA. يرشبالا CCR3 عم لعافتة. نغ فشكة؛ فلتؤم طشنم داضتسم. يناذرلاو يلاثم. نوتلاد وليكة ~41 مچحب طيرش ثاحبأ في نيكوميكلا تالبقتسم تاسارذل ةدعمرلا ضارمألاو ةعانملا.

يزملا فرع

رايعملا	ةميلا
جتنملا مس	CCR3 Rabbit pAb
راعتسم مسا / تاطحالم	CCR3; CD193; CCR 3; CMKBR3; C C CCR3; CC-CCR-3; CCR3
عونلا	يرشب
مريجالا فرع	1232
نريجالا فرع	1232
طشنملا داضتسملا	(NP_001828.1) يرشبالا CCR3 نيتورب نم 146-226 ةينيألا ضامألا نمض لسلسلتي لغيوتحي فلتؤم يجامدنا نيتورب
ردصملا	بنر
ةفلا	لئاسننلا ددعتم دادصألا
قيبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
يلدابتلا لعافتلا	ذرج، رأف، يرشب
SWISS	P51677
نيتوربالا نزو	نوتلاد وليكة 41
نحشلا	جلتسيك