


تاقي ببطتل Cct6A دض بنرألل ةل س نل ددعت م داض م س ج Wb و Elisa - P40227

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0021110



ة م د ق م

CCT6A، دض بنرألل ةل س نل ددعت م داض م س ج، ة خ ط ل تا ق ي ب ط ت ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت ة ل ع ف ر ع ت ي . ELISA و (Western blot) ن ر ت س ي و ن م ة ي ع ر ف ة د ح و و ه و ، ي ذ ر ج ل ا و ي ر ش ب ل CCT6A ن ي ت ك أ ل ا ي ط ي ف ك ر ا ش ت ن ي ن و ر ب ا ش ل ن ز ا و ت ل ا ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م . ن ي ل و ب و ت ل ا و ن ي ن ي ت و ر ب ل (proteostasis).

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ت ا ف ص ا و م ل ا
ج ت ن م ل م س ا	CCT6A دض بنرألل ةل س نل ددعت م داض م س ج
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTC20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta
ع ا و ن أ ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب) ن ج ل ا ف ر ع م	908
ن ج ل ا ف ر ع م	908
د ص ت س م ل ا	CCT6A (NP_001753.1) ي ر ش ب ل م ن 80-250 ة ن ي م أ ل ا ص ا م ا ح أ ل ا ن م ص ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د د ع ت م ة د ا ض م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ذ ر ج ، ي ر ش ب
SWISS	P40227
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 58
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك