

ج- ةداضم ال ةيبنارأل ةليسنل ديجو ةداضم ال ماسجأل Cd101 ج- Wb و ج- Elisa - Q93033

رصنع ال مقرر: CM0004315

ةمدقم

نيتورب دض يبنارأل ةليسنل ديجو ةداضم مسج
خطلتلل (V7، IGSF2، EWI-101) يرشب ال CD101
طبثي. ELISA، ج- او (Western blot) يبرغل
ناطرسلل ةمالعو؛ ةئئاتل ايلخل رثاكت
فلتؤم نيتورب؛ يعانم ال دضتسم ال. يومدل
Q93033 تانيتوربلل ةرسيوسل ةدعاقل

ديزم الفرع

ةمدقم	ةمقلا
جتنم ال مسا	CD101 ج- يبنارأل ةليسنل ديجو ةداضم مسج
ةليدب ءامسأ / تاطحال م	V7: IGSF2: EWI-101: CD101
عونل	يرشب
نيجل فرعم	9398
يعانم ال دضتسم ال	(NP_004249.2) يرشب ال CD101 نيتورب نم 410 لىل 21 نم ةينمأل اضاخال عم قفاوتي لسلست لىل عيوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ديجو ةداضم ال ماسجأل
تاقيبطتلا	WB، ELISA
عطاقتم ال لعافتلا	يرشب
ةدعاق SWISS	Q93033
نيتوربلل نزو	نوتلاد وليك 115
نحشال ةقيرط	جلت سيك