


Cd102 دض® Polymab يبنرأال ةعويونلإ يداحأ داضم Wb و Ihc-P و Elisa - P13598 تاقيبطتلل

مصنوع ال مقرر: CM0007246



ةمدقم

دض® PolymAb يبنرأال ةعويونلإ يداحأ داضم ال WB و IHC-P و تاقيبطتلل بسانم CD102 يرشب ال ICAM2 نيتورب فرع تي ELISA. نزوباً يولخ قاصتلا ءيزج وهو، يذجل او يرأفلاو يف أمهمً ارود بعلي نوتلاد وليك 30 يئيزج ةيعانم ال ةباجتسالا.

ديزم ال فرع

لماعم ال	تافصاوم ال
جتنم ال مسا	دض® PolymAb يبنرأال CD102 داضم
ةراعتسم ال ءامسأل / تاطحال ال	CD102
عون ال	يرأف / يرشب
يرشب (نيج ال فرع م)	3384
نيج ال فرع م	3384 / 15896
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال CD102 ل فل تؤم نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	ةعويونلإ يداحأ ةداضم ال ماسجال
تاقيبطتل ال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	يزج، يرأف، يرشب
SWISS تانايب ةدعاق	P13598
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 30
نحش ال	جلت سيك