


Elisa و Wb- ل ب ن ر أ ل ل ن و ل ك ي ل و ب (Lamp2) Cd107B داضم P17047

CM0023783: رصن عل مقرر



ةمدقم

ب ن ر أ ل ن م ة ل ل ن و ل ك ي ل و ب ة داضم ماسجأ
~46 دن ع ر أ ف ل ل CD107b (LAMP2) فدهتست
و WB- ل اهت حص ن م ق قحت ل م ت . ن و ت ل ا د و ل ي ك
ي و ي ح ل ل ق ل خ ت ل ل و ح ث ا ح ب أ ل ل ة ب س ا ن م .
ELISA. ت ا ر ا س م و ، ي ت ا ذ ل ا م ا ه ت ل ل ا و ، ة ل ا ح ل ت ا م ي س ج ل ل
ن و ر ب ا ش ل ل ا ب ط س و ت م ل ي ت ا ذ ل ا م ا ه ت ل ل ا ل .

دي ز م ل ف ر ع ا

رأي عم ل	هم ي ق ل
ج ت ن م ل م س ا	CD107b Rabbit pAb
راع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	Mac3, LGP-B, CD107b, Lamp-2, Lamp II, Lamp-2a, Lamp-2b, Lamp-2c
ع و ن ل ا	ر أ ف
ن ا س ن ا (ن ي ج ل ا ف ر ع م	3920
ن ي ج ل ا ف ر ع م	16784
د ض ت س م ل ا	(NP_001017959.1) ي ر أ ف ل ل CD107b ن م 189-26 ة ن ي م أ ل ا ض ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ل ن و ل ك ي ل و ب ة داضم ماسجأ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف
SWISS	P17047
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	46kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك