

Elisa - Q6Yhk3 و Cd109 جـ Wb دص ةلـيـسنـلـا يـداحـاً داضـم

مقرر: CM0007329



ةمدقم

بنرأل نم ةلـيـسنـلـا يـداحـاً داضـمـلـا اذه فدهتسي
يئاشغ نيـتـورـب وهو، يرشبل CD109 نيـتـورـب
ميسرت يف همادختسال، GPIـ بـ طـبـتـرم يـولـخ
بسانم. ELISA ةنيقتو blot نرتسيو
يف TGF-beta تاراشل ليدعت يف قيقيحتلل
،ةنياطبل ايالخل او،ةنييتاريكل ايالخل
،ةيومدل حئافصل او.

ديزمال فرع

رايـمـلـا	ةميـلـا
جـنـمـلـا مـسـا	CD109 Rabbit mAb
مـسـا/تـاطـحـالـم راغـسـم	CD109; CPAMD7; p180; r150; CD109 antigen
عـونـلـا	ناسن
GeneID (ناسن)	1024
GeneID	135228
دصـتـسـمـلـا	يرشبل CD109 نيـتـورـب نم 223-462 ةنيـمـألـا ضامـألـا عـمـ قـفاوتـي لـسـلـسـتـ يـلـع يـوتـحـي بـيـكـرتـلـا داعـم يـجـامـدـنـا نيـتـورـب بـيـكـرتـلـا داعـم نيـتـورـب (NP_598000.2)
ردصـمـلـا	بنرأ
ةـئـفـلـا	ةلـيـسنـلـا يـداحـاً داضـم
قـيـبـطـلـا	WB, ELISA
عـطـاقـتـمـلـا لـعـافـتـلـا	ناسن
SWISS	Q6YHK3
نـيـتـورـبـلـا نـزو	74kDa/152kDa/159kDa/161kDa
نـحـشـلـا	جـلـتـسـيـك