


ضد قلة سنان ال يداح أ داضم Cd146/Mcam J- Wb, If/Icc, Elisa - P43121

رخصن عل مقرر: CM0011459



ةمدقم

ءادأل ال لاع فلتؤم ةل سنان ال يداح أ داضم (P43121) يرش ب ال CD146/MCAM فدهت سي 72kDa). WB، IF/ICC، و ELISA. ايلال ال قاصت ال ف أرود بعل ي. ماروأل راشتنا و ةومدل ةي وأل او.

دي زمل فرعا

لم اعلم ال	هم ي قل ال
جتنم ال مس	CD146/MCAM Rabbit mAb
ةراعتسم ءامس/اتاطحال م	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
عون ال	ناسن (Human)
ني ج ال فرع م	4162
دصتسم ال	NP_006491.2) يرش ب ال CD146/MCAM م 24-559 ةني مأل اصامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	ب ر (Rabbit)
ةئف ال	ةل سنان ال يداح أ داضم
قبطت ال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ناسن (Human)
SWISS	P43121
ني تورب ال نزو	72kDa
نحش ال	ج لث سيك (Ice bag)