


**Cd146/Mcam J- Wb،
If/Icc، Elisa - P43121**

CM0006916: رصنع ل مقرر



ةمدقم

دض بنارألل ةلئسنللا يدأح اداضم مسج
ققحتلا مت (MUC18) يرشبلل CD146/MCAM
:دضتسملا WB، IF/ICC، ELISA، ل هتخص نم
معدي (aa 26-350) بيكرتلا داعم نيتورب
مرولا لاقتناو ةيومدلا ةيعوألل ايجولويب ثابأ
نوتلاد وليك 72~. نيناليملا

ديزمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستجيب	CD146/MCAM Rabbit mAb
مستجيب/مستجيب	CD146: MUC18: HEMCAM: METCAM: MelCAM
نوع	مستجيب
مستجيب (مستجيب) مستجيب	4162
مستجيب	(NP_006491.2) مستجيب ال CD146/MCAM م 26-350 ميني مألضامأل عم قفاوتي لسلسلتي لى ويوتحي بيكرتال داغم يجامدن نيوتورب
مستجيب	مستجيب
مستجيب	مستجيب ال ماضي ماسال
مستجيب	WB, IF/ICC, ELISA
مستجيب	مستجيب
SWISS	P43121
مستجيب	مستجيب ال 72
مستجيب	مستجيب