

هينقتل Cd158A/Kir2DL1 دص ةل س ن ال ةي د ا ح ة د ا ض م م ا س ج ة P43626 - ا ي ا ل خ ل ا ق ف د ت

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0004705



ة م د ق م

ل د ا ض م ب ن ر ء ن م ة ل س ن ال ة ي د ا ح ة د ا ض م م س ج
ن م ق ق ح ت ل م ت ، ي ر ش ب ل ا CD158a/KIR2DL1
ى ل ع ف ر ع ت ي . ا ي ا ل خ ل ا ق ف د ت ه ن ق ت ل ه ت ح ص
(NK) ة ي ع ي ب ط ل ة ل ت ا ق ل ا ي ا ل خ ل ا ت ا ل ب ق ت س م
ن ز و ل . HLA-C ط ا م ن ء م ل ع ا ف ت ت ي ت ل ة ط ب ث م ل
ن و ت ل ا د و ل ي ك 38/41 : س و ي س : P43626 .

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه ف ص ا و م ل ا
ج ت ن م ل م س ا	mAb ي ر ش ب ل ا CD158a/KIR2DL1 ل د ا ض م ب ن ر ء
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
ع ا و ن ء ل ا	ن ا س ن ا
(ن ا س ن ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	3802
د ص ت س م ل ا	ن م 22-245 ة ي ن ي م ء ل ا ض ا م ء ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ح م د م ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب / ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب (NP_055033.2) ي ر ش ب ل ا CD158a/KIR2DL1
ر د ص ل ا	ب ن ر ء
ة ء ل ا	ه ل س ن ال ة ي د ا ح ة د ا ض م م ا س ج ة
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ن ا س ن ا
SWISS	P43626
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	38kDa/41kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك