

**تاقىب بطل ل Cd16 - ل داضم بن رأ ة لى سن ل دى ح و داضم مسج
Elisa - P08637/O75015 و If/lcc و Ihc-P و Wb**

CM0007702: رصنعلا مقر



ةمدقم

ةيعونللا يلاع ةللسنللا ديحو بنراً داضم مسج
مت ، (FCGR3A/FCGR3B) يرش بلا CD16 دض
IHC- و WB تاقى بطتلل هتيجالصل نم ققحتلا
ناسنإل عمّا عطاقتم لعافتي . ELISA و IF/ICC و P
ثاحبال يلاثم . يريزنخلا كاكملل درقلل و درجلل و
NK ايلالحو ADCC.

ديزمل ا فرعا

معلومات	الاسم
مستضاد حيوي	CD16 Rabbit mAb
تطبيقات / استخدامات	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
نوع المستضاد	بروتيني
رقم التسجيل (بروتين)	2214/2215
المصدر / الشركة	(NP_000561.3) بروتين البشري CD16b من 208 إلى 20 مينيوم ألامضاد عام قفاوتي لسلسلة على ويوتجيفل توميجايدان نيتورب.
ردص	أبيض
الحالة	هذه السلسلة هي جزء من مضاد الماسح الآلي
التقنيات	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
مناطق التفاعل	يريزن كأكدمر، ذبح، إنسان
SWISS	P08637/O75015
نيتوربال زو	نوتوالد وليك 26 / نوتوالد وليك 29
النشأ	جلت سيك