


تاينق تـل Cd171/L1Cam ـل داضـم ةلـيسـنـلـا دـيـحـو داضـم مـسـج Wb وIhc-P وElisa - P32004

مصنوع الـ: CM0007117



مقدمـ

ـل داضـم بـنـرأـل نـم ةلـيسـنـلـا دـيـحـو داضـم مـسـج
CD171/L1CAM نـم قـقـحـتـل مـت ،يـرـشـبـل الـ CD171/L1CAM
(Western blot) ةبـرـغـلـا ةـخـطـلـلـا تـاينـق تـل هـتـيـحـالـص
(IHC، ةيـجـيـسـنـلـا ةيـعـانـمـلـا ءـايمـيـكـلـا و
روطـت ةسـارـدـل بـسـانـم .ELISA و) (نيـفـارـابـل
ةنـودـلـلـا واهـتـرـجـهـو ةبـصـعـلـا اـيـالـخـلـا
غـامـدـلـا ثـاـحـبـأ يـف ةيـكـبـاشـتـلـا

ديـزـمـلـا فـرـعـا

هـمـلـعـمـلـا	هـمـيـقـلـا
جـنـمـلـا مـسـا	بـنـرأـل نـم CD171/L1CAM ةلـيسـنـلـا دـيـحـولـا داضـمـلـا مـسـجـلـا
ةـراـعـتـسـمـلـا ءـامـسـأـلـا/تـاطـحـالـمـلـا	S10: HSAS: HYCX: MASA: MIC5: SPG1: CAML1: CD171: HSAS1: N-CAML1: NCAM-L1: N-CAM-L1: CD171/L1CAM
عـونـلـا	نـاسـنـإـلـا
مـنـجـالـا فـرـعـمـ	3897
نـيـجـالـا فـرـعـمـ	3897
يـعـانـمـلـا دـصـتـسـمـلـا	فـلـتـؤـم نـيـتـورـب
رـدـصـمـلـا	بـنـرأـلـا
ةـئـفـلـا	ةلـيسـنـلـا ةـدـيـحـو ةـدـاضـمـلـا مـاسـجـأـلـا
قـيـطـطـلـا	WB, IHC-P, ELISA
عـطـاقـتـمـلـا لـعـافـتـلـا	نـاسـنـإـلـا
SWISS	P32004
نـيـتـورـبـلـلـا يـئـيـزـجـالـا نـزـولـا	نـوتـلـاد وـلـيـك 140
نـحـشـلـا	جـلـت سـيـك