


Cd171/L1Cam مض بنارأل نم يونلا ددعتم داضم مسج

Wb و If/Icc و Elisa - P32004 تاقيبطتلل

رصنعلا مقر: CM0027826



ةمدقم

بنارأل نم ةدوجل يلاع يونلا ددعتم داضم مسج هتيجال ص نم ققحتلا مت CD171/L1CAM، مض (Western blot)، IF/ICC و ELISA. ل1CAM لىل فرعتي. ثاحبال يلاثم. يذجل او يرأفل او يرشبب، يصبعل قاصتلال لوح ةبصبعل مولعل، ةكبشملا ةنودلل او، ةرهل.

ديزملال فرعا

ةمدعلال	ةمقلال
جتنملا مسا	CD171/L1CAM Rabbit pAb
ءاسأل / تاطحالما ةراعتسلا	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
عونلا	يرشب
م (رشبب) نجل فرعم	3897
نجل فرعم	3897
يعانملا دضتسلا	يرشبب CD171/L1CAM نين تورب نم 1257 لىل 1143 نم ةينمألا ضامألا قباطي لسلسل ىل عيوتحي فلتؤم يجامدن نين تورب (NP_000416.1)
ردصلا	بنرا
ةئفلا	ةلسنلا ةددعتم ةداضملا ماسجالا
قيبطتلال	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتملا لعافتلا	ذح، راف، رشب
SWISS	P32004
نين توربلا نزو	نوتلاد وليك 140
نحشلا	جلت سيك