

تاقيبطت لل Cd200R1 دض يبنرأ ةليسننل ددعت ماضم مسج Wb و Elisa - Q8Td46

رصنع ال مقرر: CM0021025



ةمدقم

دض ةليسننل ددعت ماضم يبنرأ داضم مسج
ل- هتيحالص نم ققحتال مت يرشبل ال CD200R1
نم دحي طبثم لبقتسم وه. WB و ELISA
ايالخال في هنع ريبعتال متي، باهالال
ماخال داومال نم تايمكالاب دادم. ةيعانملا
CamelBio ةكرش نم ربتخمال في صيخشلل

ديزمال فرعا

ةمدقم ال	ةمدقم ال
جت نمل م سا	CD200R1 Rabbit pAb
ةليدب ءاسم/اتطال م	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRT2; CD200R1
عون ال	يرشب
نجل ال فرعم	131450
نجل ال فرعم	131450
ةعانملا دضتسم	(NP_740750.1) يرشبل ال CD200R1 نينورب نم 240 لى 29 نم ةينمألا ماضالال عم قفاوتى لسلست لىل عيوتحي فلتؤم يجامدنا نينورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفا	ةليسننل ددعت ماضم ال ماضالال
قيبطتال	WB, ELISA
عطاقم ال لعافتال	يرشب
SWISS	Q8TD46
نينوربال نزو	نوتلاد وليك 37
نحشال	جلت سيك