


Anti-Cd22 ةلېسنل ةددعتمل ةيبنرأل ةداضملم ماسجأل Polymab® J- Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P20273 / P35329

رصنعل مقرر: CM0007186



ةمدقم

نجهم يبنرأل ةلېسنل ايداحأ داضم مسج
يرأفل/يرشبب ال CD22 (SIGLEC2) فدهتسي
يلاثم. ELISA, و IF, IHC, ال- WB هنم ققحتُم
تاراشإو ةيئابل ايلال ايجولويب تاسارذل
(BCR) ةيئابل ايلال لبقتسم

ديزمل فرعا

رايعمل	هميقل
جتنملم مسا	CD22 Rabbit PolymAb®
يرخأ اسم/اتطاحالم	SIGLEC2; SIGLEC-2
عاونال	يرأف/يرشب
يرشب) نيجل فرعم	933
نيجل فرعم	933/12483
يعانملم دلومل	نجهم نيئورب
ردصلم	بنرأ
ةئفل	ةلېسنل ايداحأ داضم ماسجأ
قيبطتل	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
كترشملم لعافتل	يرأف, يرشب
SWISS	P20273/P35329
نيئوربلل يئيزجل نزلو	نوتلاد وليك 97/نوتلاد وليك 95
نحشل	جلت سيك