

**Elisa و Ihc-P و J- Wb Cd23 دص ةل يسنل ا ددعت م داض م سرج
P06734**

CM0019619: رصنعلا مقر



ةمدقم

د دعت م داضم ل م س ج ل ا ذه ة حص ن م ق ق ح ت ل ا
ي ف ي ر ش ب ل ا CD23 دض ي ب ن ر أ ل ا ة ل ي س ن ل ا
ل ب ق ت س م ف ش ك ي . ELISA و IHC-P و WB ت ا ص و ح ف
ر ش ب ل ا ن م ل ك ي د ل ط ا ب ت ر ا ل ا ض ف خ ن م IgE
ة ي س ا س ح ل ا ث ا ب أ ي ف ح ا ت ف م و ه و ، ن ا ر ئ ف ل ا و
B . ا ي ل خ و

ديزمل ا فرعا

معلومات	البيانات
مستضد	CD23 Rabbit pAb
معلومات عامة	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCErII; BLAST-2
الاسم	ناسن
مستضد (مستضد) مستضد	2208
مستضد (مستضد) مستضد	2208
مستضد (مستضد) مستضد	(NP_001993.2) يرشبل CD23 ين تورب نم 321 إلى 48 نم ين إم أا صام أا عم قفاوتي لس لس لس يوتحي فلتؤم يجامدن ين تورب
مستضد (مستضد) مستضد	نرأ
مستضد (مستضد) مستضد	هلسننل ةدعت ماضم أا ماس أا
مستضد (مستضد) مستضد	WB, IHC-P, ELISA
مستضد (مستضد) مستضد	رأف، ناسن
مستضد (مستضد) مستضد	P06734
مستضد (مستضد) مستضد	نوتلاد وليك 36
مستضد (مستضد) مستضد	جلت سيك