

دس ةلي بنرأ ةلي سننل ةديحو دادصأ Cd239/Bcam J- Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

رصن عل مقرر: CM0006794



ةمدقم

ةدوجل ةلي لاع ةلي بنرأ ةلي سننل ةديحو دادصأ
ققحتل م ت. يرشب ال CD239/BCAM فدهتست
ةبسانم. WB, IHC-P, ELISA. ل اهتيجال ص نم
تالبقتسمو ايلخل قاصتل تاساردل
نزو. ناسنل عم ةعطاقتم لعافتت. نيني مالل
ال: 67kDa.

ديزل فرعا

لماعل	ةمىل
جت نمل م سا	CD239/BCAM Rabbit mAb
راع سسم س/ات اطاحالم	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; basal cell adhesion molecule; CD239/BCAM
عاونال	ناسنل
نيجل فرعم (GeneID)	4059
دصت سمل	هبيكرت داغم ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةفلة	ةلي سننل ةديحو دادصأ
قيبطتل	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتم لعاقتل	ناسنل
SWISS	P50895
ني تورب ال نزو	67kDa
نجلش ال	جلت سيك