

Anti-Cd3 Epsilon J- Wb, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

رخصن عل مقرر: CM0006537



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةليسنل ديجو داضم مت (T3E/TCRE)، ةيرشب ال CD3 epsilon ةلسلس J- WB, IF-P, IHC-P, FC، و ELISA. ةيئات ال ايلال طيشنت ثاحبأل يلاثم ةيفيك ةعانملاو.

ديزملا فرع

لماعلم	ةمقلا
جتنم الم سا	CD3 Rabbit mAb
راعسم مس/اتاطحالم	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
عونل	ناسن
نيجل فرعم (ناسن)	916
نيجل فرعم	916
دضتسملا	(NP_000724.1) يرشب ال CD3 نم 1-126 ةينمأل اضمأل عم قفاوتي لسلسل عل عيوتحي بيكرتلا داعم يجامدن نيورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ةديجو ةاضم ماسأ
قبطتلا	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
عطاقم لعاقتلا	ناسن
SWISS	P07766
نيتوربل نرو	23kDa
نحشلا	جلت سيك