


**Cd300A J- Wb, Fc, Elisa -
Q9Ugn4**

CM0008587: رصنع لاقر



ةمدقم

CD300A دص بنرألل ةللسنل يداخ اضا
 يبرغل مي سرترلل بسانم. (IRp60) يرش بلا
 (flow cytometry) يولخل قفدتل سايقو، (Western blot)
 يلل فرعتي. ELISA رابلخاو،
 ةللاقلا ايلخلل يلل طبثم لبقتسم
 ايلخو، ةنيدبلا ايلخللو، (NK) ةيبيطلا
 ةدعتم لاكشأ فاشتكا عم، يرخأ ةيغانم

ديزمالا فرعا

لما علم ال	ةم ي ال
ج ت م ن م ا س ا	CD300a Rabbit mAb
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ا ت ا ط ح ا ل م	IRC1, IRC2, CLM-8, IRp60, IGSF12, CMRF35H, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H9, CMRF35-H9, IRC1/IRC2, CMRF-35-H9
ا و ن ا ل	ا ن ا س ن ا
م ر ع ا ل (GenelD)	11314
ا د ص ت م ا ل	ا ر ش ب ا ل ا (NP_009192.2) م 18-178 ة ي ن ي م ا ل ا ض ا م ح ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ب ي ك ر ت ا ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب
ا ر د ص م ا ل	ا ب ن ر ا
ا ؤ ف ا ل	ة ل ي س ن ا ل ا ة ي د ا ج ا د ا د ص ا
ا ق ي ب ط ا ل	WB, FC, ELISA
ا ع ط ا ق ا ت م ا ل ا ع ا ف ا ل ا	ا ن ا س ن ا
SWISS	Q9UGN4
ا ن ي ت و ر ب ا ل ن ز و	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
ا ن ش ا ل	ا ج ل ت س ي ك