


و (Wb) يبرغل ليجرتل ل Cd300C ل لئاسنل ددعتم داضم Elisa - Q08708

ررضنعل مقرر: CM0012957



مقدم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
CD300C (CMRF35-6 هبشي ييزج) يرشب ال
ELISA و WB تاقيبطتل هتيحالص نم ققحتل
يلاثم. ذرجل او رأف ال عم عطاقتم لعافت عم
تاسي اقمال ريوطتو ةعانم ال ملع ثاحبال
ةيصيخش ال.

ديزمال فرعا

لماعل	هميل
جتنم الم سا	بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم CD300C
ةراعتسم ءامس/اتطاحالم	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
عونل	ناسنل
م (ناسنل) نيجل فرعم	10871
نيجل فرعم	10871
دضتسم ال	بيكرتل داعم نيورب
ردصم ال	بنرأ
ةئفل	لئاسنل ددعتم داضم
قيبطتل	WB, ELISA
عطاقتم ال لعافت	ذرل، رأف، ناسنل
SWISS	Q08708
نيوربال نزو	25kDa
نحشال	جلت سيك