


ج- ةداضم الة بئرأ ةل سئل ةداح ةداضم ال ماسجأل Cd300C ج- If/Icc و Fc و Elisa - Q08708

رصن عل مقرر: CM0004126



ةمدقم

نيتورب دض يئرأ ةل سئل ةداح ةداضم مسج
هتحص نم ققحتل مت ، يرشب ال CD300C
ةولخلل/ةيعانم ةرولفل ي ف مادختسائل
رابتخاو يولخلل قفدتل سايق ، ةيعانم ال
جراخ لاجم ال يطغي ةتاحتسم طشنم ال
ELISA. ن فشكلي . (21-183 ةيني مأل ضامحأل) يولخلل
مدل تاي ركل يعانم لبقتسم وهو ، CD300C
، تالدعل ، تاديحول ي ف هنع ربغي ءاضي بل
لل لاثم . ةيئابل ال يولخلل ةيئابل ال يولخلل
ةيصيشتل تاقببطلل ةعانم لثا بأل

ديزمال فرعا

راي عم ال	ةمي ال
جت نم ال مسا	CD300C Rabbit mAb
ةراعتسم ال ءامسأل/اتاطحال ال	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
عون ال	يرشب
م (يرشب) نجل الفرع	10871
نجل الفرع	10871
ةتاحتسم ال طشنم ال	CD300C (NP_006669.1) يرشب ال CD300C نيتورب نم 21-183 ةيني مأل ضامحأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فللؤم يجامدنا نيتورب
ردصم ال	بئرأ
ةئف	ةل سئل ةداح ةداضم ال ماسجأل
قبيطتل ال	IF/ICC, FC, ELISA
لدابتل لعاقل ال	يرشب
SWISS	Q08708
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 25
نحش ال	جلت سيك