

Elisa - A8K4G0 و Cd300Lb J- Wb ةلېسنل دېح و داضم رصنعل مقرر: CM0020451

ةمدقم

CD300LB دض بنارأل نم ةلېسنل ددعتم داضم
ف مدختسي، فلثؤم داضتسم ىلع دمعتي
و Western blot فطلل لقنل اتاقيبطت
يرأفلاو يرشبل CD300LB ىلع فرعتي. ELISA
ىلع طشنم يعانم لبققتسم وهو، يذجل او
ةعانملا ثاحبال بسانم. ةيعاخنل ايلخل

دزمل فرع

ةمدعمل	ةمقلا
جتنملا مس	CD300LB Rabbit pAb
ةلېدب ءامسأ / تاطحال م	CLM7; CLM-7; IREM3; TREM5; CD300b; IREM-3; TREM-5; CMRF35-A2; CD300LB
عونلا	يرشب
م (يرشب) نجلال فرعم	124599
داضتسملا	CD300LB نيتورب نم 201 ىل 1 نم ةننيمأ صامحأ لسلست ىلع يوتحي فلثؤم يجامدن نيتورب (NP_777552.3).
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسنل ددعتم داضلأ
اتاقيبطتلا	WB, ELISA
لداتمل لعافتلا	ذح، رأف، يرشب
SWISS	A8K4G0
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 23
نحشلا	جلت سيك