

- يولخل قفدتلا سايقول Cd317/Bst2 - ةلېسنلا يداحأ داضم Q10589

مصنوع ال مقرر: CM0006039



ةمدقم

عم قفارت م بنرأل نم ةلېسنلا يداحأ داضم
يرشبب ال CD317/BST2 - ليعونو
هتحص نم ققحتلا مت (tetherin/HM1.24)
لماع تاساردل يلاثم . يولخل قفدتلا سايقول
ددعتل يعاخنل م رول او تاسوري فل ديقت

ديزل فرعا

لماعل	ةمقلا
جت نمل م سا	يرشبب ال CD317/BST2 مص بنرأ نم ةلېسنلا يداحأ داضم
ةراعتسم ءاسا/اتاطحال م	CD317; HM1.24; TETHERIN
عاونال	ناسنإ
م نجلال فرعم	684
م نجلال فرعم	684
مصتسملا	(NP_004326.1) يرشبب ال CD317/BST2 نم 160-49 ةنيماال ماضامال عم قفاوتي لسلسلتي ليع يوتحي بيكرتلا داغم يجامدن ني تورب
م رصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسنلا يداحأ داضا
قبطتلا	FC
عطاقتل لعافتلا	ناسنإ
SWISS	Q10589
م ني توربلا نرو	18kDa/19kDa
م حشل	جلت سيك