

سايقل ج- Cd31/Pecam1 (Apc/Cyanine7) ةل س ن ل ي د ا ح ا د ا ض م Q08481 - ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0006103

ة م د ق م

ب ط ب ت ر م ب ن ر ا ل ا ن م ة ل س ن ل ي د ا ح ا د ا ض م
APC/Cyanine7 ف د ه ت س ي CD31/PECAM1
س ا ي ق ل ه ت ي ح ا ل ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت . ذ ر ج ل / ر ا ف ل ل
ق ا ص ت ل ا ة س ا ر د ل ي ل ا ث م . ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل ا
ء ا ض ي ب ل ا ت ا ي ر ك ل ل ة ج ه و ، ة ي ن ا ط ب ل ا ي ا ل خ ل ا
ة ي و م د ل ا ة ي ع و ا ل ا ن و ك ت و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	APC/Cyanine7 د ا ض م CD31/PECAM1 د ص ب ن ر ا د ا ض م mAb ذ ر ج ل / ر ا ف ل ل
ة ر ا ع ت س م ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	Cd31; Pecam; PECAM-1
ع و ن ل ا	ر ا ف
م (ن ا س ن) ن ج ل ا ف ر ع م	5175
ن ج ل ا ف ر ع م	18613
د ص ت س م ل ا	(NP_001292086.1) ي ر ا ف ل ا CD31 ن م 18-220 ة ي ن ي م ا ل ا ص ا م ا ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ف ا ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر ا ف
SWISS	Q08481
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك