

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16284 ج. رآفلل Cd31/Pecam1 دض ةللسنل دىحو داضم

مقرر: CM0004743 رصنعل



ةمدقم

CD31/PECAM1 فدهتسي ةللسنل دىحو داضم ج. WB, IF-P, IHC-P, و ELISA. عم آبلالصتم ألعافت رهظي. رآفلل اىالخل قاصتلا تاساردل بسانم. رآفلل ملعو، ءاضيبلا تايركللة ةرحو، ةيناطبلا ةيودملا ةيؤال.

ديزمل فرعا

لماعلم	هميقل
جتنملا مسا	CD31/PECAM1 Mouse mAb
ةراعتسم ءامس/اتاطحال م	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
عاونالا	ناسنإ
نيجلا فرعم (ناسنإ)	5175
نيجلا فرعم	5175
دضتسملا	CD31/PECAM1 (NP_000433.4) نم 630-738 هينمألا ضامألا عم قفاوتيل لسلست ىلع يوتحي بيكرتلا داعميجامدن نيتورب
ردصملا	رأف
ةئفلا	ةللسنل دىحو داضأ
قبطتلا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
بلالصتم لعاقتلا	رأف، ناسنإ
SWISS	P16284
نيتوربلا نزو	83kDa
نحشلا	جلتسيك