


**Elisa و J-J Cd324/E-Cadherin لئاسن ل ددعت م داضم P09803**

**CM0023352: رصنع لاقر**



## مقدم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم  
هنم ققحتل مت ،رأفل ي CD324/E-Cadherin  
عم لدابتم لكشب لعافت ي .ELISA و WB-  
ملعو ،ايالخل قاصتلا ساردل بسانم .ناسنإل  
ولي ك 98 ني تورب .ناطرسلو ،يراهاطل اياحلأ  
P09803 - .نوتلاد

ديزمل ا فرعا

| معلومات      | هوية                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جنت مالا     | CD324/E-Cadherin Rabbit pAb                                                                                             |
| معلومات عامة | CDH1; Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; AA960649; ARC-1; E-cad; Ecad; L-CAM; Um; cadherin-1; CD324/E-Cadherin        |
| أول          | رأف                                                                                                                     |
| GenID (ناس)  | 999                                                                                                                     |
| GenID        | 12550                                                                                                                   |
| معلومات      | (NP_033994.1) رأف لل CD324/E-Cadherin م 157-369 هني مالا صامح ألام قفاوتي لسلسلتي لى ويوتحي بيكرتال داعم يامدنا نيوتورب |
| معلومات      | بن رأ                                                                                                                   |
| هوية         | لئاسنلل ةدعت ماصم اسحأ                                                                                                  |
| معلومات      | WB, ELISA                                                                                                               |
| معلومات      | رأف ،ناسن                                                                                                               |
| SWISS        | P09803                                                                                                                  |
| معلومات      | 98kDa                                                                                                                   |
| معلومات      | ج ل س ي ك                                                                                                               |