

Elisa - P20138 و Cd33 Wb - جلد بنرألل ةللسننل ايداحأ داضم رقصننعلال مقر: CM0007357



ةمدقم

CD33 فدهتسني بنرألل ةللسننل ايداحأ داضم هتحص نم ققحتلال م، (SIGLEC3) يرشبلل يرغلل يللقنملا خيطلتلاتا قيبطتل (Western blot) و ELISA. recombinant ت دضتسم (aa 18-259) عيغلنل ايلخلل ايلاليل لاثم. ةعانملا ملعل في فريغصلل ةيقيبلا ايلاليل او يصبعلال باهتلال او

ديزمال فرعل

لماعمال	ةمقلا
جتنملا مسا	CD33 Rabbit mAb
راعتسم مسالاطحال م	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; CD33
عاونال	ناسن
نجلال فرعم (GeneID) (ناسن)	945
نجلال فرعم (GeneID)	945
دضتسملا	(NP_001763.3) يرشبلل CD33 نم 18-259 ةيغلنل ايلاليل ايلاليل ايلاليل ايلاليل ايلاليل ايلاليل a recombinant يجامدنل نيورب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةللسننل ايداحأ داضم
قيبطتل	WB, ELISA
عطاقتلالعافتلا	ناسن
SWISS	P20138
نيتوربلل نزلو	40kDa
نحشلا	جلت سيك