

ج.ج. Cd335/Nkp46 - داضم ةليسننلا ددعت م بنرأ داضم مسج Wb و Elisa - Q8C567

رصننعل مقرر: CM0019538

ةمدقم

رأفلل CD335 دض ةدوجل يلاع بنرأ داضم مسج
لل هتحتص نم ققحتلا مت (NKp46، Ly94)
ةيمسلل ثاحبال يلاثم. ELISA و Western blot
ةيعي بطلا ةلتاقل ايلخلل ةيولخل
Swiss-Prot: Q8C567.

ديزمل فرعا

راي عمل	ةم ي قل
جت نمل مسا	CD335 مسج (pAb) ةليسننلا ددعت م بنرأ داضم مسج
يرخا ءامسا/اتاطحال م	Ly94، NKp46، CD335
عونلا	رأفل
نيحلل فرعم	(رأف) 17086
دضتسملا	(NP_034876.2) رأفلل CD335 نم 17-255 ةيني مأل ضامحلل قباطم لسلست يلع يوتحي فلتؤم يجامدنا ني تورب
ردصملا	بنرألا
ةئفلا	ةليسننلا ةددعت م ةداضم ماسجا
قبطتلا	WB، ELISA
كرتشملا لغافتلا	رأفل
SWISS	Q8C567
ني تورب لل يئيزجلل نزولا	نوتلاد وليك 37
نحشلا	جلت سيك يف