

جـ- Cd34 Polymab® جـ داضم بنراً ةلېسنل ي داحأ داضم مسج Wb، وIhc-P، وIf/Icc، وElisa - P28906

رصنع ال مقرر: CM0010291

ةمدقم

جـ- CD34 داضم بنراً ةلېسنل ي داحأ داضم مسج PolymAb®، و WB، وIHC-P، وIF/ICC، ثاحبأل بسانم. ةيرشب تانيع يف ELISA و، ةنابل او مدلل ةنوكمل ةيعنجل ايلخل و، وليك 41/35 ةيوسل لاكشأل نع فشكي نوتلاد.

ديزم ال فرع

ةمدعمل	ةمقلا
جت نمل مسا	CD34 بنراً PolymAb®
رخ آ مس/اتاطح الم	CD34
عونل	ناسن
(ناسنل) نجلل فرعم	947
يعانم لدصت سمل	(NP_001020280.1) يرشب ال CD34 م 32-290 ةيني مأل اضمأل عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي ةبيكرت داغم يجامدن نيوتوب
ردصم ال	بنراً
ةئفلا	ةلېسنل ي داحأ داضم ماسج
قبطتل	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
لدابتل لعافتل	ناسن
SWISS	P28906
نيوتوب لل يئيزجل نزول	نوتلاد وليك 35 / نوتلاد وليك 41
حشال	جلت سيك