


ج- داضم ةل س ن ل دي ح و داض م س ج Cd352/Slamf6 ج- Wb، Ihc-P، Fc، Elisa - Q96Du3

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0006337



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ي ب ن ر أ ة ل س ن ل دي ح و داض م س ج
CD352/SLAMF6 (ة ل ئ ا ع و ض ع) ي ر ش ب ل
و ، ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل س ا ي ق ، IHC-P، WB، ج ب س ا ن م
ن و ت ل ا د و ل ي ك 37 و 24 ل ا ك ش أ ل ف ش ت ك ي .
ة ل ت ا ق ل ا ي ا ل خ ل ا ط ي ش ن ت ة س ا ر د ل د ي ف م
ة ي ئ ا ت ل ا ي ا ل خ ل ا ز ي ا م ت و (NK) ة ي ع ي ب ط ل ا

د ي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت م ل م س ا	ي ب ن ر أ ة ل س ن ل دي ح و داض م س ج CD352/SLAMF6
ي ر خ أ ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	SLAMF6: CD352: KALI: KALib: Ly108: NTB-A: NTBA: SF2000: ة ل ئ ا ع و ض ع CD352/SLAMF6
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ر ج ل ا ف ر ع م (ي ر ش ب ل ا)	114836
ي ع ا ن م ا د ص ت م ل ا	(NP_001171643.1) ي ر ش ب ل ا CD352/SLAMF6 م 24-215 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ي ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا د ي ح و داض م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IHC-P، FC، ELISA
ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ر ش ب
SWISS	Q96DU3
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 37 / ن و ت ل ا د و ل ي ك 24
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك