

تاينق تـل Cd36 ـل داضـم يـبنـرأ ةـلـيـسـنـل ددـعـتـم داضـم مـسـج Wb و If/Icc و Ihc-P و Elisa - Q08857

رـصـنـعـال مـقـر: CM0029031

ةـمـدـقـم

ةـدوـجـال يـلـاع ةـلـيـسـنـل ددـعـتـم يـبنـرأ داضـم مـسـج
يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب دض هـجـاتـنـا مـت ، CD36 ـل
تـاينـق تـل هـتـيـحـالـص نـم قـقـحـتـال مـت ، فـلـتـؤـم
CD36 عـم لـعـافـتـي . ELISA و IHC-P و IF/ICC و WB
لـاـجـم يـف تـاسـارـدـلـل يـلـاـثـم . ذـرـجـالـو رـأفـال يـدل
بـاهـتـالـالـو ، ةـيـنـهـدـلـا ضـامـحـأـلـا بـالـقـتـسـا
ةـيـومـدـلـا ةـيـعـوـأـلـا نـيـوـكـتـو . SWISS: Q08857.

دـيـزـمـالـا فـرـعـا

ةـمـلـعـمـال	ةـمـيـال
حـتـنـمـال مـسـا	CD36 Rabbit pAb
ةـراـعـتـسـمـال ءـامـسـأـلـا / تـاطـحـالـمـال	FAT; GPIV; Scarb3
عـونـال	رـأفـال
مـرـعـم (رـشـبـلـل) فـرـعـم	948
نـيـحـال فـرـعـم	12491
يـعـانـمـال دضـتـسـمـال	(NP_031669.3) رـأفـال يـدل CD36 نـيـتـورـب مـ 439 يـلـا 30 مـ ةـيـنـيـمـأـلـا ضـامـحـأـلـل قـبـاطـم يـنـيـمـأـلـل سـلـسـتـى لـع يـوتـحـي فـلـتـؤـم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب
رـدصـمـال	بـنـرأـال
ةـئـفـال	ةـلـيـسـنـل ةـدـدـعـتـم ةـدـاضـمـال مـاسـحـأـلـا
قـيـبـطـتـال	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
لـدـابـتـال لـعـافـتـال	ذـرـجـال ، رـأفـال
SWISS	Q08857
نـيـتـورـبـال نـزـو	نـوتـلـاد وـلـيـك 53
نـحـشـال	حـلـث سـيـك