

J- Wb, Ihc-P, If/Icc, ن م ةل يس نل ددعت م Cd3D داضم Elisa - P04234

مصنع ال مقرر: CM0018477



مقدم

فدهتسي بنرأل ن م ةل يس نل ددعت م داضم WB, IHC-P, IF/ICC, و ELISA. CD3D فشكي تاني ع ي اراشإ ثا بأل بسانم. ناذرل او رش ب ال ةي عانم ال تاسي اق م ال ري و طت و ةي ئات ال اي ال خل ال ةي صي خش ت ال.

ديزم ال فرع

لم اع م ال	تافص او م ال
جتن م ال م سا	CD3D Rabbit pAb
راع تس م م س/ات اطاح ال م	T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA, CD3D
ع او ن ال	ناسن
ن ج ال فرع م	915
ن ج ال فرع م	915
دضت س م ال	يري ش ب ال CD3D م 22-105 ةي ن م ال ا ضا م ال ع م ق فاو تي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ال دا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_000723.1)
ردص م ال	بنرأ
ةف ال	ةل يس نل ددعت م داضم م اس جأ
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع طاق م ال لع اف ت ال	ذج, ناسن
SWISS	P04234
ن ي ت و ر ب ال ن زو	19kDa
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك