

Cd3H - داضم الـ بي بنرأ ةلـي سننل ديحو الـ داضم الـ مسجل ةيجي سننل ةيعانم الـ ءاي ميكل، بي برغل خي طلتل (Cd247) - ةيعانم الـ ةيمي زنإل ةسي اقم الـ، ةدمج الـ عطاقم الـ ىلع P20963

رصن عل مقرر: CM0002047



ةمدقم

CD3H - داضم الـ بي بنرأ ةلـي سننل ديحو داضم مسجل
بي برغل خي طلتل في مادختس الـ قدصم
عطاقم الـ ىلع ةيجي سننل ةيعانم الـ ءاي ميكل
دن ةيعانم الـ ةيمي زنإل ةسي اقم الـ، ةدمج الـ
ةلسلسل فدهتسي. ذرغل وأفل وأناسنإل
ايال خطسل يركسل ني توربلل اتي
ثا بأل بسانم. CD3 (CD247) ةيئال
ةعانم الـ ةيئال ايال في تاراشلإل
ةيفيكتل.

ديزم الـ فرع

ةم لعلم الـ	ةمي قل
جت نم الـ مس	CD3H - داضم الـ بي بنرأ ديحو داضم مسجل
ةراعستسم الـ ءامسأل/اتاطح الـ	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
عون الـ	ناسنإل
م (ناسنإل) نجل فرعم	919
نجل فرعم	919
يعانم الـ دصتسم الـ	(NP_932170.1) يرشب الـ CD3H ني توربلل نم 164 ىل 50 نم ةيئال الـ ءامسأل ني لسلست ىلع يوتحي ملتؤم يجامدن ني توربلل
ردصم الـ	بنرأ
ةئال	ةلـي سننل ديحو الـ داضم الـ مسجل
قيبطت الـ	WB, IHC-P, ELISA
لدابت الـ لعافت الـ	ذرغل، وأفل، ناسنإل
SWISS	P20963
ني توربلل نزلو	نوتلاد وليك 19
نشل الـ	جلت سيك