

J- Cd3H J- Wb، If/Icc، Ihc-P، Elisa - P20963

رخصن عل مقرر: CM0024573



ةمدقم

فدهتسي ةليسنل ددعت م بنرأ داضم مسج
ل- CD3H (CD3، CD247) اتي زةلسلس) يرشب ال
Western blot، ايعانم لقلأتل،
لعا فت ي. ELISA، ةيعانم لةيجي سنل
تاراش إةحوب طب تري. ذجل او رأفل عم آي لدابت
TCR-CD3.

ديزم ل فرعا

راي عم ل	هم ي قل
ج تنم ل مسا	CD3H (pAb) ةليسنل ددعت م بنرأ داضم مسج
رخاء اسماء/اطحالم	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
عون ل	يرشب
م نجي ل فرعم	919
م نجي ل فرعم	919
يعانم لدضتسم ل	(NP_932170.1) يرشب ال CD3H م 50-164 ةيني مأل ضامأل عم قفاوتي لسلسل عل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب فلتؤم ني تورب
ردصم ل	بنرأ
فئا	ةليسنل ددعت ماضم ماسجا
قبطط ل	WB، IF/ICC، IHC-P، ELISA
لدابت لعا فت ل	ذجل، رأف، يرشب
SWISS	P20963
ني تورب ل لةي زجل نزل	نوتلاد وليك 19
نحش ل	جلت سيك