

مصصم لـ CD4 - ج. داضم الة لسننل ديحو داضم الة مسجل P01730 - يولخل قفدت الة ساقل

مصنن الة مقرر: CM0009694



ةمدقم

بـ نرتقم بنرال نم ةلسننل ديحو داضم مسجل
ساقل (T4/Leu-3) يرشب ال CD4 فدهتسيو
درقو ناسنل عم لعافت. يولخل قفدت الة
لثام. نوتلاد وليك 51~. سولومونسل
ةدعاسم الة لائلل لعلل اعانم الة طيمنتلل
ةرشب الة اعانم الة صقن سورف ثاحبأو

ديزم الفرع

ةمدقم الة	ةمدقم الة
جتنم الة مس	درقو/يرشب ال CD4 - ج. داضم الة بنرال نم ةلسننل ديحو داضم الة مسجل
ةراعستسم الة: امسال/اتاطحال الة	T4: IMD79; Leu-3: OKT4D; CD4mut
عون الة	ناسنل
نجل الة فريم	920
نجل الة فريم	920
يعانم الة دضتسم الة	يرشب ال CD4 نم فلتؤم نيتورب
ردصم الة	بنرال
ةفال	ةلسننل ةديحو داضم الة ماسجال
قبطت الة	FC
لدابت الة لعافت الة	سولومونسل الة درقو، ناسنل
SWISS	P01730
نيتورب الة نزو	نوتلاد وليك 51
نشل الة	جلت سيك