


ق ف د ت ل س ا ي ق ل () Cd4 ل د ا ض م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج ي و ل خ ل - P01730

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0005343



ة م د ق م

ن م ة د و ج ل ا ي ل ا ع ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
ة غ ب ص ب ن ر ت ق م ، ي ر ش ب ل ا CD4 د ص ب ن ر أ ل ا
ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل ا س ا ي ق ل ه ن م ق ق ح ت م ، ة ي ر و ل ف ل
ة د ع ا س م ل ا ة ي ئ ا ت ل ا ي ا ل خ ل ن ع ف ش ك ل ل (FC)
CD4 ل ة ي ب ا ج ا ي إ ل ا ي ر خ أ ل ا ة ي ع ا ن م ل ا ي ا ل خ ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ي ر ش ب ل a CD4 ل د ا ض م ب ن ر أ ل ا ن م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
ع ا و ن أ ل ا	ي ر ش ب
م ي ج ل ا ف ر ع م (ي ر ش ب)	920
م ي ج ل ا ف ر ع م	920
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	(FC) ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل ا س ا ي ق
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ا ت ل ا	ي ر ش ب
SWISS	P01730
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	51 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك ي ف