

Polymab® Wb و If-P في مداخلتس الال Cd4 - ل داضم الال بنرأل ال Polymab® Elisa - P06332 و IHC-P

CM0009256: رصنع الال مقرر

ةمدقم

CD4 دض بنرأل ال نم ةلئسننل دي و داضم مسج قلأتلل او، ةببرغلل ةخللل في مداخلتس الال، ةجئسننل ةئعانملا ءئمئللل او، ةئعانملا درق و، يرأفلل او، يرشبل ال CD4 فشكئ. ELISA و ائاللل ائابأل يرورض. لئذل لئو طكاكملل ائارابلل رئو طت و ةءاسملا ةئئلل ةئصئشئل.

ئئزملا فرعا

رائعملا	ةمئل
جئئملا مسا	CD4 Rabbit PolymAb®
راعئسملا مسال/ااطللال	L3T4؛ Ly-4
عائال	ناسنل/رأفل
GeneID (ناسنل)	12504/ 920
GeneID	12504
ئعانملا دصئسملا	فلئؤم ئئورب
ردصملا	بنرأل
ةئل	ةلئسننل ةئو ةداضملا ماسل
قئبطلل	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
بلالصئلل لعاقلل	لئذل لئو طكاكملل درق، يرأفل، ناسنل
SWISS	P06332
ئئورب لل ئئئزلل نزلل	ئوئلل ولئك 51
ئئشل	جئلئ سئك