

Elisa - P08514 و Cd41/Igga2B لـ ةلـسـنـلـا ددعتـم داضـم رـصـنـعـالـمـقـر: CM0018340



ةمدقم

CD41/ITGA2B لـ بنرأ نم ةلـسـنـلـا ددعتـم داضـم
ىلع فرعتي. ELISA و IF/ICC لـ هنم ققحتل مت
لبقتسم وهو، يرشبل الـ IIb-ا فلأ نيرجيتن
ف كراشي ةي وم دلحئافصلال في فئاشغ
مدل ملعو راثلل اثلأ ي لاثم. عجمتل

ديزل فرعا

لماعل	ةمقلا
جتنم الـمسا	CD41/ITGA2B Rabbit pAb
ةراعتسم ءامس/اتاطحالـم	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
عاونا	ناسن
نجلال فرعم (ناسن)	3674
نجلال فرعم	3674
دصتسم الـ	CD41/ITGA2B (NP_000410.2) يرشبل الـ 160-260 ةينم الـ اضمحالـم لـلـسـلـست عم قفاوتـي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصم الـ	بنرأ
ةفـالـ	ةلـسـنـلـا ددعتـم داضـم
قيبطت الـ	IF/ICC, ELISA
عطاقت الـ لغافت الـ	ناسن
SWISS	P08514
نيتوربالـ نزو	113kDa
نحلـالـ	جلت سيك