


نم ققحتم) Cd44 ل داضم يبنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج (Ko) ل Wb، Ihc-P، If/Icc، Fc، Elisa - P16070

رصنع ال مقرر: CM0002028



ةمدقم

CD44 ل داضم يبنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج
يلاثم .ةيرشب تانيعل KO نم ققحتم
ELISA، و WB، IHC-P، IF/ICC، Fc،
لبقتسم وهو، CD44 دضتسم ىلع فرعتي
هيجوتو، ةرهللو، ايلخل قاصتل ي في سيئر
يغامدنا نيوتورب ةعانم .ةيوافم لل ايلخل
هبيكرت داعم

ديزمل الفرع

رايعم ال	ةمقيل
جتم ال مسا	CD44 ل يبنرأ ةلئسنل يداأ داضم مسج [KO نم ققحتم]
يرغأ ءامسأ/تاطحال م	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
عون ال	يرشب
م (يرشب) نجل الفرع	960
نجل الفرع	960
يعانم ال دضتسم ال	يرشب ال CD44 نم 178-20 ةنيملأ صامألأ عم قفاوتئ لسلسلت ىلع يوتج هبيكرت داعم يغامدنا نيوتورب؛ هبيكرت داعم نيوتورب (NP_000601.3)
ردصم ال	بنرأ
ةفلا	ةلئسنل يداأ ةداضم ماسأ
قبطت ال	WB، IHC-P، IF/ICC، Fc، ELISA
يلدابت ال لعافت ال	يرشب
SWISS	P16070
يئزجل نزلو نيتورب لل	نوتلاد وليك 82
نشل ال	جلت سيك