

Anti-Cd44 Rabbit Polymab® - P15379

رصدنعل مقرر: CM0010480



ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةلئسنل دئو داضم مسج ققحتل مت. رألل ىدل CD44 (Swiss P15379) رألل ىدل WB و IF/ICC و IHC-P و رألل و ناسنل عم آئل دابت لغافتى. ELISA و حوارتي ىركس نئتورب ىلغ فرعتى. ذرل و نوتلاد و لئك 86 و 40 نئب ىئئزجل هنزو. ائللل هئوتو ائللل قاصتلل ىف كراشئو. ةئوافللل.

دئزلل فرع

ةمدقم	همئلل
جت نمئل مس	CD44 Rabbit PolymAb®
راعئسمئل مسال/ئاطئالئم	Ly-24؛ Pgp-1؛ HERMES
عونل	رألل
GeneID (ئاسنل)	960
GeneID	12505
نئصئلل مدئئسمئل دصئسمئل	فلئؤم نئتورب
ردصئل	بنرأل
ةئل	ةلئسنل ةدئو داضمئل ماسئال
قئبئلل	WB، IF/ICC، IHC-P، ELISA
ئل دابئل لغافتل	ذرل، رألل، ناسنل
SWISS	P15379
نئتوربئل نئو	نوتلاد و لئك 86-40
ئئلل	ئللئ سئك