

Wb، Ihc-P، Mihc و Elisa - P08575 دض ةلېسننل ايداحأ داضم الم سجال

رصننعل مقرر: CM0004253



ةمدقم

دض بنرأل نم ةلېسننل ايداحأ داضم مسج بسانم، (LCA، T200) يرشب ال CD45 دضتسم ةيغانملا ءايميكلا، يبرغل خطلتلل ةدعتملا ةيغانملا ءايميكلا، ةجسنملا نع فشكلل هدامتعا مت. ELISA و ةزهجتملا ءاضبلا تايركلل كرتشملا دضتسملا صيخشتلل واثحابأل في مادختسالل

ديزملل فرعا

ةمقلا	ةمعلما
جتنملا مسا	CD45 Rabbit mAb
ةلذب ءامسأ / تاطحالام	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
عونلا	يرشب
نيجلا فرعم (يرشب)	5788
نيجلا فرعم	5788
يغانملا طيشنملا	CD45 يرشبلا (NP_002829.3) 390 ىلإ 194 نم ةنيملأا صامحال نمض لسلسلست عم قفاوتي لهؤم نيئورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسننل ايداحأ داضم الم اسجال
قبطتلا	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
عطاقتل علاقتلا	يرشب
SWISS	P08575
نيئوربلا نزو	نوتلاد وليك 147
نحشلا	جلت سيك