

Wb، If/Icc، Ihc-P، Elisa - جـ Cd45 جـ داضم ةليسننلا ددعت م داضم - P08575

مقرر: CM0019503



ةمدقم

يرشب ال CD45 دض ةليسننلا ددعت م بنراً داضم (LCA، T200)، جـ WB، رافالو ناسنإلا عم لعافت ي IF/ICC، IHC-P، ELISA. ذرجلاو ايالخلا طيشنت ثاحبأل يلاثم. داضب ال تايركلاو ةيئاتلا

ديزمال فرعإ

ةمدقم	ةمقلا
جتنملا مسأ	CD45 Rabbit pAb
ةليدب ءامسأ / تاطحالام	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
عونلا	ناسنإ
(ناسنإلل) نيجلا فرعم	5788
يعانملا دصتسملا	يرشب ال CD45 (NP_002829.3) نيتورب نم 390 إلى 194 نم ةينمألا ضامألا عم قفاوتى لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	ةليسننلا ددعت م داضملا ماسحألا
قبطتلا	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
عطاقملا لعافتلا	ذرج، راف، ناسنإ
SWISS	P08575
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 147
نحشلا	جلت سيك